

## Pentaled 28

Pentaled 28 är en undersökningslampa med högre prestanda och bättre funktionalitet som även lämpar sig för mindre kirurgiska ingrepp. Pentaled 28 är för dig som behöver exceptionell teknisk prestanda och stor mångsidighet i användningsområdet. Med en ljusintensitet på 120 000 lux blir undersökningslampan speciellt lämplig för lätt kirurgi, gynekologi och akuten. Pentaled 28 finns som tak-, vägg- och golvmodell och har manuell fokusering av ljuset.



### FUNKTIONER

• Lång livslängd och låg strömförbrukning  
• 120 000 lux (1 m)  
• Lågt värmeutsläpp

### PRODUKTKODER

- PENTALED 28 – Pentaled 28 Tak modell
- PENTALED 28PA – Pentaled 28 Vägg modell
- PENTALED28PI – Pentaled 28 Gold modell
- PENTALED28X2 – Pentaled 28 X2 Tak modell, dubbel ljus



## Teknisk Specifikation

Frekvens	50/60 Hz
Belysningsintensitet Ec på 1 m avstånd	120000 lx
Ljusets djup vid 20%	1550 mm
Ljusets djup vid 60 %	920 mm
Färgtemperatur	4500-5000 K
Ljusfält	110-330 mm
Ljusfältsdiameter, värde d10	300 mm
Ljusfältsdiameter, värde d50	110 mm
Färgåtergivningindex (Ra)	94
Återgivningindex för röd färg (R9)	≥ 90
Total radiated energy where the illuminance reaches max level	231 W/m <sup>2</sup>
Antal lysdioder	28
Medellivslängd för lysdiod	>60 000 h
Lamphuvudets dimensioner	400 mm
Produktkod	PENTALED 28, PENTALED 28PA, PENTALED28PI, PENTALED28X2
Tillverkare	Rimsa P. Longoni S.r.l.

## Kontakta oss

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)