

3D-monitorer

Merivaara erbjuder en rad medicinskt godkända monitorer, lämpliga för att visualisera innehållet under medicinska ingrepp. Vårt erbjudande innehåller även en rad kompatibla tillbehör, samt anpassade monteringslösningar för att uppfylla dina behov.



Tillgängliga modeller

PRODUKTKOD

[EX3220-3D](#)

[EX3141-3D](#)

[FM-E3204DGC](#)

[FM-A5505DGC](#)

LEVERANTÖRSKOD

A45000735

A43818700

A43861300

A43861400

Kontakta oss

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com