

4K/UHD monitorer för monitorarmar

Merivaara erbjuder en rad medicinskt godkända monitorer, lämpliga för att visualisera innehållet under medicinska ingrepp. Vårt erbjudande innehåller även en rad kompatibla tillbehör, samt anpassade monteringslösningar för att uppfylla dina behov.



Tillgängliga modeller

PRODUKTKOD

[FM-B2702DG \(12G-SDI\)](#)

[FM-E3203D](#)

[FM-E3203DG](#)

[MDSC-8527 SSTP](#)

[MDSC-8532 SSTP](#)

LEVERANTÖRSKOD

A43861100

A43824500

A43816900

TBD

TBD

Kontakta oss

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com