


4K/UHD medicinska monitorer för väggmontering

Merivaara erbjuder en rad medicinskt godkända monitorer, lämpliga för att visualisera innehållet under medicinska ingrepp. Vårt erbjudande innehåller även en rad kompatibla tillbehör, samt anpassade monteringslösningar för att uppfylla dina behov.



Tillgängliga modeller

PRODUKTKOD

[FM-C5501DV](#)
[FM-D5801DV](#)
[MBT-1000.55.2](#)
[MDAC-8355 SPIB](#)
[MDAC-8355 SPIW](#)
[MDSC-8255 LED](#)
[MDSC-8358 RL](#)

[MDSC-8358 RLG](#)

LEVERANTÖRSKOD

A43818900
A43819100
A43861700
A44043900
A44044000
A43854600
A43854800

A43854900

Kontakta oss

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com