

Andra Full HD-monitorer

Merivaara erbjuder en rad medicinskt godkända monitorer, lämpliga för att visualisera innehållet under medicinska ingrepp. Vårt erbjudande innehåller även en rad kompatibla tillbehör, samt anpassade monteringslösningar för att uppfylla dina behov.



Tillgängliga modeller

PRODUKTKOD

[FS-E2101D](#)
FS-P2404D
FS-P2604D

LEVERANTÖRSKOD

A43818400
A45000469
A43966000

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com