


OpenOR OverIP kompatibla displayer

Merivaara erbjuder en rad medicinskt godkända monitorer, lämpliga för att visualisera innehållet under medicinska ingrepp. Vårt erbjudande innehåller även en rad kompatibla tillbehör, samt anpassade monteringslösningar för att uppfylla dina behov.



Tillgängliga modeller

PRODUKTKOD

- [MDSC-8527 MNA](#)
- [MDSC-8532 MNA](#)
- [MDSC-8255 MNA](#)

[MDSC-8358 MNA](#)

[MDSC-8358 MNA G](#)

LEVERANTÖRSKOD

- A44041200
- A44041300
- A45000335

A43819300

A43819400

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com