


# Pekskärmsmonitorer

Merivaara erbjuder en rad medicinskt godkända monitorer, lämpliga för att visualisera innehållet under medicinska ingrepp. Vårt erbjudande innehåller även en rad kompatibla tillbehör, samt anpassade monteringslösningar för att uppfylla dina behov.



## Tillgängliga modeller

### **PRODUKTKOD**

FS-L2702DT  
AMM 215WTP

### **LEVERANTÖRSKOD**

A45000471  
A45000913

## Kontakta oss

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)