

Arm- och handbord, format AB5100

- mångsidigt arm- och handoperationsbord med höj- och sänkbart stödben (AB5101) och två enkla klovar (CL2010)
- ger stöd till kirurgen på varje sida och tillåter upp till tre personer runt bordet
- bordsskivan möjliggör fluoroskopi, röntgenområde i mitten av bordet 300 mm
- höj- och sänkbart
- stång: 135 mm
- innehåller madrass





Teknisk Specifikation

Bredd	600 mm
Längd	800 mm
Produktkod	AB5100 (EU)

Kontakta oss

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com