

Armbord, lång stång AB2130

- modell med lång stång
- armbord med enhandsjustering och enkel klove
- höjd- och vinkeljustering med kuller
- antimikrobiellt justeringshandtag
- stång: 280 mm
- innehåller VEF madrass



Teknisk Specifikation

Längd	620 mm
Bredd	170 mm
Produktkod	AB2130 (EU)

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com