

## Armstöd 125

Det stoppade armstödet 125 inkluderar en skruvklove och remmar 110. Justerbar höjd, gasfjäderassisterad vinkeljustering. Roterar 180 grader Lämplig för EUR-skenor.

### Best.nr.

110125 Armstöd 125



### Teknisk specifikation

Bredd	640 mm
Höjd	205 mm
Tjocklek	60 mm
Max. patientvikt	325 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	19.5 kg
Chockläge	-36 °
Anti-Chockläge	+26 °
Vikt	6.2 kg

Product Code

110125

## Kontakta oss

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)