

## Armstöd 151

Armstöd, par, 151 för oftalmologi är utformade att stödja kirurgens arm under operationen. Vrids 360 grader. Höjdjustering med gemensam skruv på sidan av aluminiumkloven. Passar alla Merivaaras operationsbord.

**Best.nr.**

100 000 151



### Teknisk specifikation

Bredd	300 mm
Längd	85 mm
Höjdjustering	120 - 320 mm
Tjocklek	40 mm q
Säker arbetsbelastning (SWL)	10 kg
Vikt	2.4 kg
Product Code	100000151

## Kontakta oss

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)