

# ARMSTÖD 60510

Särskilt konstruerad att användas med ryggstödet av kolfiber. Patientens motvikt håller armstödet på plats. Inga metalldelar. Total längd 900 mm, armstödet strl. 160 x 680 mm.

## Best.nr.

100 060 510 Armstöd 100 060 511 Madrass för armstödet



## Teknisk specifikation

Product code	100060510
--------------	-----------

## Kontakta oss

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)