

## Armstöd sidoarmbord MV-11802

Ger armstöd för framstupa, neurologiska, sido- och stollägen. Ett brett urval av positionsflexibilitet, vrids 360 grader. Den förstklassiga durasoft-dynan säkerställer patientkomforten. Universalklove 10300 krävs för fixering.

### Best.nr.

100 011 802      Sidoarmbord MV-11802  
100 010 300      Universalklove 10300



### Teknisk specifikation

| Bredd                        | 510 mm            |
|------------------------------|-------------------|
| Längd                        | 150 mm            |
| Höjdjustering                | 170 - 480 mm      |
| Tjocklek                     | 30 mm             |
| Max. patientvikt             | 225 kg            |
| Säker arbetsbelastning (SWL) | 16 kg             |
| Vikt                         | 2.2 kg            |
| Sidolutning                  | 45 - 45 °         |
| Product Code                 | 110802, 100011802 |

## Kontakta oss

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)