

Benstöd 60482, motordrivet

Motordrivna benstöd är lämpliga med Promerix operationsbord, och ersätter en bensektion. Benstöd ger utmärkt patientkomfort och exakt kirurgisk positionering. VEF-dynan minskar trycket på knäveckan. Kardborreband för säker position. Integrerade klovar ingår. Justeringsområden: Stöd för arm (vertikalt) -95 - +70 grader, stöd (horisontellt och vertikalt) 360 grader.



Teknisk specifikation

Längd	600 mm
Höjd	345 mm
Max. patientvikt	275 kg
Vikt	3.0 kg
Product Code	100060482

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com