

Lårhållare 12012

Roterande, komplett med antistatisk dyna.
Vertikal stång 550 mm, horisontell stång 184 mm.
Universalklove 10200 krävs för fixering.

Best.nr.

100 012 012 Lårhållare
12012 (1
stk), inkl. un
iversalklove
10200.



Teknisk specifikation

Längd	100 mm
Höjd	550 mm
Max. patientvikt	325 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	40 kg
Vikt	1.8 kg
Product Code	100012012

Kontakta oss

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com