

Huvudstöd 60142

Gasfjäderassisterat huvudstöd för Promerix och Practico. Tillvalsmadrasser, formad IS eller viskoelastisk VEF. Inklusive tillbehörsskenor (EUR/USA).



Teknisk specifikation

Bredd	540 mm
Höjd	300 mm
Tjocklek	80 mm
Max. patientvikt	325 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	14 kg
Vikt	9.8 kg
Product Code	100060142

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com