


Huvudstöd 60140

Gasfjäderassisterat huvudstöd 60140
Tillvalsmadrasser av formad IS eller viskoelastisk
VEF. Tillbehörsskena EUR eller US som tillval.
Best.nr. 100 060 140



Teknisk specifikation

Bredd	540 mm
Höjd	300 mm
Tjocklek	80 mm
Max. patientvikt	325 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	14 kg
Vikt	7 kg
Product Code	100060140

Kontakta oss

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com