

Tillbehörsskena, förlängning 19128

Rostfritt stål längd 550 mm. Passar bägge sidor av bordet. Passar alla Merivaaras operationsbord med sidskenor av europeisk standardtyp.

Best.nr.

110128
100 019 128U (för USA-skenor)



Teknisk specifikation

Längd	65 mm
Höjd	550 mm
Max. patientvikt	225 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	58 kg
Vikt	2.8 kg
Product Code	110128, 100019128

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com