

Tillbehörsskena, förlängning 19128

Rostfritt stål längd 550 mm. Passar bägge sidor av bordet. Passar alla Merivaaras operationsbord med sidskenor av europeisk standardtyp.

Best.nr.

110128
100 019 128U (för USA-skenor)



Teknisk specifikation

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Längd | 65 mm |
| Höjd | 550 mm |
| Max. patientvikt | 225 kg |
| Säker arbetsbelastning (SWL) | 58 kg |
| Vikt | 2.8 kg |
| Product Code | 110128, 100019128 |

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com