

Vagn för operationsbordssektioner och tillbehör

Vår nya tillbehörsvagn för operationsbordstillbehör är perfekt för att förvara och transportera sektioner och tillbehör från alla våra operationsbord. Vagnen hjälper till att hålla operationssalen mer organiserad och gör användningen lättare och mer ergonomisk.

- Vagnen rymmer upp till 24 st sektioner, 12 st på vardera sida
- 6 st valbara Europaskenor möjliggör enklare montage av tillbehör oavsett fabrikat
- Två korgar kan placeras på 6 st olika platser
- Långa sektioner och specialtillbehör kan placeras vertikalt på två platser
- Specialhuvudstöd förvaras på vagnen med hjälp av 100 060 146 adapter som kan beställas som tillval





Teknisk specifikation

Bredd (bas)	550 mm
Djup	880 mm
Höjd	1770 mm
Säker arbetsbelastning (SWL)	135 kg
Product Code	100060220

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com