

Benstöd 19120

Kolfiber, genomlysbart med stödstång och klove, fästs på förlängningsstången, för ortopedisk förlängningsenhet 19300. Roterar 360 grader.



Teknisk specifikation

Längd	330 mm
Höjd	470 mm
Max. patientvikt	225 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	29 kg
Vikt	1.9 kg
Product Code	100019120

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com