

Knästöd 138

Knästöd med höjdjusterbar, teleskopisk stödstång, genomlysbar (kolfiber) och stoppad, fästs på adaptorn. Kan fixeras på bägge sidor av bordet. För ortopedisk förlängningsenhet 19300. Justerbar höjd 105–475 mm.



Teknisk specifikation

Längd	500 mm
Höjd	610 mm
Max. patientvikt	225 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	44 kg
Vikt	3.6 kg
Product Code	100000138

Kontakta oss

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com