

Knästöd med kolfiberstång och madrass

Knästödet med kolfiberstång och madrass är avsedd för knäoperation. Det är idealiskt att användas med ortopediska förlängningsanordningar för skenben spikning. Behöver fixeringsklämma (t ex Radial universalklämma 100010300) för fixering.

Beställningsnr.

A43134200



Teknisk specifikation

Tjocklek	35 mm
Product Code	A43134200

Kontakta oss

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com