


Motsträckningsstång för lår, höft 19112

Motsträckningsstång 19112 för lår för ortopedisk förlängningsenhet 19300. Genomlysbar perineal kolfiberstång. Inkl. dynor, perineala stänger. Höjden justerbar mellan 250-335 mm Vikt: 3,1 kg

Best.nr.

100 019 112



Teknisk specifikation

Längd	270 mm
Höjd	800 mm
Max. patientvikt	225 kg
Säker arbetsbelastning (SWL)	58 kg
Vikt	3.1 kg
Product Code	100019112

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com