


Axelstöd, par SS4040

- ser till att patienten ligger säkert på operationsbordet i Trendelenburg-position
- mjuka, bekväma kuddar förhindrar tryck- och nervskador
- axelstöden fästs på tillbehörsskenorna
- Rekommenderad klove: CL2110



Teknisk Specifikation

Produktkod	SS4040

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com