

## Knästöd SS2040

- stödrulle för knä- och benkirurgi
- kan även användas med ortopedisk draganordning
- höjjusteringsintervall 600 mm
- dynans diameter 100 mm, längd 380 mm
- Rekommenderad klove: CL2110



### Teknisk Specifikation

Produktkod	SS2040

### Kontakta oss

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)