

Sidostöd, fast SS1010

- fast sidostöd för artroskopi
- stoppningen (50 mm) är utformad för att förhindra tryck- och nervskador
- höjjusteringsintervall 150 mm
- dynstorlek 100 × 200 mm
- Rekommenderade klovar: CL2010/CL2110



Teknisk Specifikation

Produktkod	SS1010

Kontakta oss

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com