

## Sidostöd, fast SS1010

- fast sidostöd för artroskopi
- stoppningen (50 mm) är utformad för att förhindra tryck- och nervskador
- höjdjusteringsintervall 150 mm
- dynstorlek 100 × 200 mm
- Rekommenderade klovar: CL2010/CL2110



### Teknisk Specifikation

Produktkod	SS1010

## Kontakta oss

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)