

SS1020 Sidostöd, justerbart smalt

- användarvänligt sidostöd
- stoppningen (50 mm) är utformad för att förhindra tryck- och nervskador
- antimikrobiell nivåjusteringsspak
- höjdjusteringsintervall 270 mm
- dynstorlek 100 × 200 mm
- Rekommenderade klovar: CL2010/CL2110



Teknisk Specifikation

Produktkod	SS1020

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com