

## Handledssrem SS5010

- vadderad handledsrem med kardborrefäste
- ger stöd och säkerhet för patienter
- vaddering minimerar skav och friktion
- dynstorlek 60 × 380 mm, total bandlängd 500 mm
- Rekommenderad klove: CL1210



### Teknisk Specifikation

Produktkod	SS5010

### Kontakta oss

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)