


Stigbygelklove 19114

För fixering av Kirchner-båge (inte inkluderad i leveransen), sträckenhet. För 19300 ortopedisk förlängningsenhet. Roterar 360 grader, vinklar kan vridas 25 grader på alla sidor, vikt 0,8 kg.



Teknisk Specifikation

Produktkod	100019114
------------	-----------

Kontakta oss

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

